

1543445 - EMS TENS apparaat EM80 - 3-in-1 - 1 st



Beschrijving

Dit apparaat is de perfecte keuze voor pijntherapie en stimulatie van de spieren, Masseert de spieren en doet ontspannen. Hij heeft 30 voorgeprogrammeerde toepassingen en 20 aanpasbare programma's: frequentie, duur, aan/uit -tijd en een afteltimer. Met een doktersfunctie voor een gepersonaliseerde afstemming van het behandelprogramma.

Voordelen

- Inclusief 8 zelfklevende elektroden (45 x 45 mm)
- 4 afzonderlijk instelbare kanalen
- Veiligheidsuitschakeling
- Instelbare intensiteit
- Met opbergzak

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 4.8 cm, H 12.5 cm, L 17 cm
SKU leverancier	66200
Bebat tax	0.05 EUR
sku	1543445
CNK-code	CNK 3059-565
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk