

## 1100944 - 3M™ Tegaderm™ roll - 10 cm x 10 m - 1 st



### Beschrijving

**3M™ Tegaderm™** is een niet-steriele, transparante film en houdt primaire wondverbanden en/of niet-steriele medische hulpmiddelen stevig op de huid. Het kan worden gebruikt als secundair verband over een alginaat-, hydrogel- of gaasverband, of voor andere toepassingen waarbij een niet-steriel plakband zou worden gebruikt. Geschikt voor de fixatie van tubes en slangen, primaire wondverbanden en/of niet-steriele medische hulpmiddelen stevig op de huid en de fixatie van waterbestendige van zalven en crèmes.

Het verband vormt een waterdichte barrière die beschermt tegen externe verontreinigingen zoals bacteriën, virussen, bloed en andere lichaamsvloeistoffen. De Tegaderm transparante film is ademend en laat zuurstof binnen en elimineert waterdamp. Het plaatsingsframe vergemakkelijkt de precieze positionering van het verband en minimaliseert zo het risico dat het aan de handschoenen of aan zichzelf blijft plakken. De Tegaderm transparante film kan worden gesneden en aangepast aan de gewenste lengte en vorm en kan 7 dagen worden gedragen.

## Specificaties

<b>Merk</b>	Solventum
<b>Samenstelling</b>	PU
<b>Kompres</b>	Nee
<b>Geperforeerd</b>	Nee
<b>Latex vrij</b>	Ja
<b>sku</b>	1100944
<b>Steriel</b>	Nee
<b>Kleur</b>	Transparant
<b>Maat</b>	10 cm x 10 m
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
<b>Type verpakking</b>	Stuk