

## 1561221 - OtoClear® Aquabotset 650 ml - inclusief 20 tips en 1 kom - 1 st



### Beschrijving

De **Bionix OtoClear® Aquabotset** biedt een eenvoudige en doeltreffende oplossing voor patiëntveiligheid, ongemak van patiënten en de verwijdering van opgehoopt cerumen. Wat dit systeem zo bijzonder maakt zijn de OtoClear-tips voor oorspoeling die aan het einde van het staafje bevestigd zijn. De OtoClear-tips voor oorspoeling leiden water naar de wand van het oorkanaal onder een hoek van 30 graden, zodat rechtstreekse impact van het trommelvlies wordt vermeden.

#### De set bevat volgende items:

- Aquabot®-fles
- Adapterstaaf
- 20 OtoClear-tips
- Oorkom

### Specificaties

<b>Merk</b>	Bionix
<b>sku</b>	1561221
<b>Type verpakking</b>	Doos