

1543554 - Zuurstofsaturatiemeter PO30 - 1 st



Beschrijving

Meting van de arteriële zuurstofverzadiging (SpO2) en de hartslag (polsslag). Ademhalingsaandoeningen zoals astma, COPD, COVID-19, lange COVID en andere longaandoeningen kunnen leiden tot een daling van de zuurstofsaturatie.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 3.2 cm, H 3.6 cm, L 6.1 cm
Gewicht product	0.058 kg
Geheugen	Nee
CNK-code	CNK 3056-306
Bluetooth	Nee
Met snoer	Ja
Type batterij	AAA
Bebat tax	0.05 EUR
LED kleurenscherm	Ja
Met ritmestroom	Ja
Aantal batterijen	2
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543554
Doelgroep	Volwassenen
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk