

1532215 - Sonicaid FM820 E



Beschrijving

De Sonicaid FM 800 E ("encore") is een "high end" CTG-monitor en uitgerust met de modernste hedendaagse technieken op het gebied van foetale en maternale monitoring. Met de nieuw ontwikkelde ultrasound transducers wordt het localiseren van de foetus sterk vereenvoudigd. De monitor is standaard voorzien van een kleurenscherm, die het eenvoudig maakt om alle parameters af te lezen. De Sonicaid FM 800 E is standaard voorzien van "Intelligent Fetal Analysis" om u te ondersteunen in uw bevindingen.

Specificaties

Merk	Huntleigh
sku	1532215
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk