

## 1544371 - Aërosol - Delphinus - F 1000 - 1 st



### Beschrijving

Vernevelaarsysteem met ingebouwd opbergvak. De combinatie van een krachtige compressor en RF7 Dual Speed Plus, maakt de therapie comfortabel en effectief. Deze aërosol heeft 2 snelheden "RF7 Plus", soft-touch maskers voor volwassenen en kinderen inbegrepen, een professionele luchtfilter, opbergvak voor kabels en een stevige handgreep voor eenvoudig transport. Geluidsniveau : 56 dB(A)

## Specificaties

|                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <b>Merk</b>                    | Flaemnuova                     |
| <b>Product afmetingen</b>      | B 30 cm, H 10 cm, L 18 cm      |
| <b>Gewicht product</b>         | 2.1 kg                         |
| <b>MMAD max</b>                | 2.91 µm                        |
| <b>MMAD min</b>                | 2.76 µm                        |
| <b>Ademend deel</b>            | 77,8% - 79,6%                  |
| <b>Compressor luchtuitvoer</b> | 10 L/m                         |
| <b>Max. delivery</b>           | 0.53 milliliter per minute     |
| <b>Min. delivery</b>           | 0.23 milliliter per minute     |
| <b>sku</b>                     | 1544371                        |
| <b>Max. vulvolume</b>          | 8 ml                           |
| <b>Behandelingsgebied</b>      | Onderste luchtwegen            |
| <b>Gebruik aerosol</b>         | Frequent                       |
| <b>Europese Regelgeving</b>    | MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa |
| <b>Type verpakking</b>         | Stuk                           |