

1544371 - Aërosol - Delphinus - F 1000 - 1 st



Beschrijving

Vernevelaarsysteem met ingebouwd opbergvak. De combinatie van een krachtige compressor en RF7 Dual Speed Plus, maakt de therapie comfortabel en effectief. Deze aërosol heeft 2 snelheden "RF7 Plus", soft-touch maskers voor volwassenen en kinderen inbegrepen, een professionele luchtfilter, opbergvak voor kabels en een stevige handgreep voor eenvoudig transport. Geluidsniveau : 56 dB(A)

Specificaties

Merk	Flaemnuova
Product afmetingen	B 30 cm, H 10 cm, L 18 cm
Gewicht product	2.1 kg
MMAD max	2.91 µm
MMAD min	2.76 µm
Ademend deel	77,8% - 79,6%
Compressor luchtuitvoer	10 L/m
Max. delivery	0.53 milliliter per minute
Min. delivery	0.23 milliliter per minute
sku	1544371
Max. vulvolume	8 ml
Behandelingsgebied	Onderste luchtwegen
Gebruik aerosol	Frequent
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk