

1575966 - Tork Premium vloeibare alcohol voor handdesinfectie - S4 - 6 x 1 l



Beschrijving

Help de verspreiding van infecties voorkomen met de zeer effectieve vloeibare alcohol voor handdesinfectie met 80% gedenatureerde alcohol (w/w). Speciaal geformuleerd voor veelvuldig gebruik, bewezen veilig voor de huid en zonder opbouw van plakkerige resten. Ideaal voor de gezondheidszorg en voldoet zelfs aan de vereisten voor scrubruimten. De huid wordt gehydrateerd zonder dat er plakkerige resten achterblijven. Geschikt voor alle zeep- en huidverzorgingsdispensers (S4).

Het onderhoud verloopt moeiteloos en het gebruiksvriendelijke vulsysteem is in minder dan 10 seconden na te vullen. Effectief tegen een grote verscheidenheid aan bacteriën.

Specificaties

Merk	Tork
SKU leverancier	424115
Inhoud	1000 ml
Samenstelling	Ethanol 80 g/100g, Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol
Ingrediënten	Alcohol Denat, Aqua, Panthenol, Glycerin, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol
Normeringen	EN 1500; EN 12791; EN 14476
sku	1575966
Geur	Alcohol geur
Kleur	Transparant
Kwaliteitsniveau	Premium
Productvorm	Vloeibare zeep
Systeem	S4 - Dispensers Foam
pH-waarde	4.8 - 5.4
Type verpakking	Karton