

1518866 - Wegwerp hysterometers CH10 - plooibaar - 3,3 mm x 29 cm - 1 x 25 st



Beschrijving

De hysteroscope is een medisch apparaat dat door gynaecologen wordt gebruikt om de diepte van de baarmoeder te meten. De hysteroscope bestaat uit een flexibel deel van polyethyleen, dat om de centimeter gemarkeerd is, gemonteerd op een handvat van polystyreen. Doos van 25 eenheden in individuele steriele verpakking voor eenmalig gebruik.

Specificaties

Merk	Gyneas
Product afmetingen	L 29 cm
Samenstelling	Polystyreen
sku	1518866
Kwaliteit instrumenten	Wegwerp steriel
Maat	3,3 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos