

1619393 - Gyneas Hysterometer double evolution - CH8-12 of CH10-14 - 25 st



Beschrijving

Deze steriele, voor eenmalig gebruik bestemde hysteroscope is ontworpen om op nauwkeurige wijze de hoogte van de baarmoederholte te meten. Daarnaast kan hij ook worden ingezet om de doorgankelijkheid van het baarmoederhalskanaal te controleren en de positie van de baarmoeder te bepalen.

Dankzij het ingenieuze ontwerp van de dubbele weg, met twee geleidelijk uitzettende uiteinden, biedt Gyneas een multifunctioneel hulpmiddel dat geschikt is voor het inbrengen van alle typen spiraaltjes, zowel koperspiralen als hormonale spiralen (IUS), ongeacht de grootte van de baarmoeder:

- Uiteinde CH8 tot CH12
- Uiteinde CH10 tot CH14

Elk uiteinde is voorzien van een beschermhoes die niet alleen zorgt voor extra stevigheid en grip voor de arts, maar ook de steriliteit van het in te brengen deel garandeert. De subtiele lichtroze kleur van het instrument helpt bovendien om het baarmoederhalsslijm beter te observeren.

De uiteinden van de hysteroscope, voorzien van een flexibele, vormvaste tip, bieden extra gebruiksgemak en precisie. Elk uiteinde is zorgvuldig verpakt in een polyethyleen buis om optimale steriliteit te waarborgen.

Specificaties

Merk	Gyneas
Samenstelling	Afmetingen van het apparaat: <ul style="list-style-type: none">• 31,5 cm met beschermhoes• 30 cm zonder de hoezen
sku	1619393
Type verpakking	Doos