

1543994 - Renol roll belt tailleband versterkt voor bed - I - 85-135 cm - 1 st



Beschrijving

Deze riem zal de patiënt in bed effectief immobiliseren. Dit immobilisatie systeem biedt de patiënt een grote bewegingsvrijheid, terwijl het toch vermijdt dat hij valt of overhaast uit bed komt. De twee vergrendelingsriemen worden gebruikt om te voorkomen dat de patiënt van positie verandert. Het kan worden gebruikt met de afneembare bekkenriem RFP22000. Optie vereist: 3 sloten+ 1 sleutel

Specificaties

Merk	Renol
Noodzakelijke opties	3 sloten + 1 sleutel
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543994
Breedte riemen	Niet van toepassing
Breedte tailleband	14 cm
Fixatie categorie	Riemen
Gebruik fixatiemateriaal	In bed/brancard
Maat	L
Maat bevestigingsriem	S–M
Sluiting	Sloten
Soort bevestiging	Ventrale bevestiging
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk