

1610067 - VICRYL RAPIDE™ hechtdraad 3/0 - 19 mm - 75 cm - VR2298 - 36 st



Beschrijving

Gecoate, gevlochten VICRYL RAPIDE™ hechtdraad is een synthetische steriele chirurgische hechtdraad. Resorbeerbaar door hydrolyse, knooppvriendelijk en uitstekend hanteerbaar. Behandeld voor snelle resorptie, hechtingen hoeven niet verwijderd te worden. Vervaardigd uit een copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide.

Voordelen

- Multifilament
- Synthetisch
- Resorptietijd: 42 dagen

Specificaties

Merk	Ethicon
SKU leverancier	VR2298
Samenstelling	Copolymeer van 90% glycolide en 10% L-lactide
Steriel	Ja
Resorbeerbaar	Ja
Lengte draad	75 cm
sku	1610067
Dikte draad	3/0
Kleur	Ongeverfd
Naald lengte	19 mm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse III
Type verpakking	Doos