

1571907 - Linido gebogen wandbeugel 90° - 56 x 113 cm - rvs gepolijst/antraciet: links - 1 st



Beschrijving

De wandbeugel 90° wordt aanbevolen voor plaatsing naast toilet en bad. Het diagonale deel biedt steun tijdens het opstaan, terwijl het horizontale deel prettig is om vast te houden vanuit zit. Een bijkomend voordeel is dat op het horizontale gedeelte een toilethouder gemonteerd kan worden, zodat het toiletpapier binnen handbereik is. Door het symmetrische ontwerp is de wandbeugel zowel aan de linker- als rechterzijde van de gebruiker in te zetten.

Deze beugel heeft dezelfde karakteristieken als de rechte wandbeugel Ergogrip, zoals de kenmerkende 60° buiging op het einde, die een natuurlijke houding van hand en pols bevordert, maar ook de vrije ruimte van 75 mm tussen de buis en de muur zodat vastgrijpen mogelijk is zonder de vingers te beknellen of schaven. De 45°-beugel is even betrouwbaar als de rechte wandbeugel met een maximale belastbaarheid van 150 kg.

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2611.0232-11
Buigingshoek van 60°	Ja
sku	1571907
Categorie wandbeugels	Gebogen wandbeugels
Kleur	RVS gepolijst/antraciet
Lengte wandbeugel	560 x 1130 mm
Materiaal	RVS gepolijst
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk