

1600524 - TwinStream™ ICU - voor 10 tot 200 kg



Beschrijving

De TwinStream™ ICU biedt ventilatie met ongeëvenaarde efficiëntie en veiligheid. Het is het enige systeem op de markt dat pulserende Bi-Level Ventilatie p-BLV™ biedt. De p-BLV™-module genereert een pulserende gaskolom. Dit bevordert een optimale gasuitwisseling, conditionering van het ademgas en overdracht van de drukgolfamplitude in de long. Dit is een belangrijk voordeel ten opzichte van conventionele beademingssystemen.

Kenmerken:

- Verhoging van de functionele restcapaciteit
- Lagere beademingsdruk
- Effectievere gasuitwisseling in vergelijking met conventionele beademing
- Eenvoudige voorbereiding van het apparaat
- Gemakkelijk te gebruiken

Specificaties

Merk	Carl Reiner
Normeringen	ISO 13485
sku	1600524
Type beademing	Invasieve beademing
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIb
Type verpakking	Stuk