

1539563 - Fluoresceïne strips FLUO900 steriel - 100 strips per box



Beschrijving

FLUO 900 zijn steriele, individueel verpakte oftalmologische strips die geïmpregneerd zijn met natriumfluoresceïne. Ze worden gebruikt voor het beoordelen van de aanpassing van contactlenzen.

De individueel verpakte steriele papieren strip van Haag Streit garandeert een veilige toepassing van de fluoresceïne.

Eenvoudig in gebruik: bevochtig de strip met steriele oogheelkundige oplossing en raak met de bevochtigde tip het bindvlies of de voorhoofdsholte aan om de kleurstof aan te brengen. Met 1 mg fluoresceïnenatrium I.P. per strip bevat één strip voldoende kleurstof om optimale kleuringsresultaten te verkrijgen.

Specificaties

Merk	Haag-Streit
sku	1539563
Type verpakking	Stuk