

1547036 - Digitale opstapweegschaal met bodyfatanalyse en BMI BG13 - 150 kg - 1 st



Beschrijving

Wegen gemakkelijk gemaakt, de weegschaal met groot LCD-display toont je gewicht, lichaamsvet, lichaamsvocht en spierpercentage en berekent zelfs je BMI! Met 10 gebruikersgeheugenplaatsen, een inschakeltechnologie (Quick Start), automatische uitschakeling en een overbelasting indicator.

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Ja
Gekalibreerd	Nee
Max. gewicht	150 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Ja
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Ja
Automatische switch-off functie	Ja
Samenstelling	Elektroden: roestvrij staal
sku	1547036
Gradatie weegschaal	100 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Digitale weegschalen met lichaamsvetmeting
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk