

1601723 - Keiser Air300 Seated Calf



Beschrijving

Dit toestel is in eerste instantie speciaal ontworpen voor wereldrecordhouders Willie Banks (hink-stap-sprong) en Mike Powell (verspringen). De Keiser Air300 Seated Calf is een unieke machine, die ontwikkeld is om explosieve power in de onderbenen te trainen.

De unilaterale optie en mogelijkheid om te trainen op hoge snelheid zorgen voor betere resultaten bij sportspecifieke training. Het voetpedaal klemt om de enkel voor een betere 'range of motion', terwijl de machine zich automatisch aanpast aan de beenlengte.

- Verhoogd weerstand bereik voor meer intensieve functionele trainingen
- Grote display dat de weerstand, sets en herhalingen weergeeft
- Bilaterale beweging voor symmetrische training

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 134.6 cm
SKU leverancier	002936BP
Weerstand	0-390 kg
sku	1601723
Type verpakking	Stuk