

1551589 - Acti-Lance Universal - 23 G x 1,8 mm - 10 x 200 st



Beschrijving

Acti-Lance Universal is perfect voor de meeste gangbare tests die met capillair bloed worden gedaan, waaronder bloedglucose, cholesterol, hemoglobine, bloedgroepclassificatie, stollingstests, virologietests en vele andere. Acti-Lance Universal kan worden gebruikt bij alle patiënten met een normale huid. Dankzij de zeer snelle incisie (slechts 0,002 seconden), lineaire naaldgeleiding en perfect nauwkeurige naaldgeometrie, minimaliseert Acti-Lance Universal pijn, blauwe plekken en eeltvorming bij de patiënt en verzekert het tegelijkertijd dat het bloedmonster altijd goed is na slechts één enkele prik.

Specificaties

Merk	HTL
Lengte naald	1.8 mm
sku	1551589
Categorie glucometer	Priksystemen en lancetten
Maat	23 G x 1,8 mm
Type lancet	Veiligheidslancet
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos