


## 1546240 - Linido doucheraam - met verstelbare rugsteun, opvangbak en afvoerslang - 1700 mm - wit - 1 st



### Beschrijving

Voor sommige personen is het prettiger om in een liggende positie gewassen en verzorgd te worden. De verzorging wordt in deze houding op een andere wijze uitgevoerd dan in zittende houding. Dit maakt het voor de persoon die verzorgd wordt gemakkelijker om bij te dragen. Bovendien is de werkhouding van de verzorger vanuit ergonomisch oogpunt gunstiger.

### Specificaties

|                              |                                                    |
|------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>Merk</b>                  | Linido                                             |
| <b>SKU leverancier</b>       | LI2408.1701-02                                     |
| <b>sku</b>                   | 1546240                                            |
| <b>Categorie doucheramén</b> | Doucheramén                                        |
| <b>Kleur doucheraam</b>      | Wit                                                |
| <b>Lengte doucheraam</b>     | 1700 mm                                            |
| <b>Materiaal doucheraam</b>  | Staal gecoat/Ligvlak in HT-bekleding (soort nylon) |
| <b>Type verpakking</b>       | Stuk                                               |