

1543479 - HK 115 verwarmingskussen 47 x 34 cm - 100 W - 1 st



Beschrijving

Verwarmingskussen om het gezellig te maken vervaardigd uit fleece materiaal dat zorgt voor een aangename warmte in de vorm van een vlinder. Met een innovatieve LED-controller, 6 temperatuur standen en een **Beurer** veiligheidssysteem (BSS). Het kussen schakelt automatisch uit na 90 min en heeft een schakelaar die kan worden verwijderd waardoor het ook tot maximum 30° in het wasmachine mag.

Specificaties

Merk	Beurer
Product afmetingen	B 34 cm, L 47 cm
SKU leverancier	27404
Vermogen	100 W
CNK-code	CNK 2844-124
Machine wasbaar	Ja
Ademend	Ja
Snelle verwarming	Ja
Hoes inclusief	Ja
Wasbare hoes	Ja
Beveiligingssysteem	Ja
Temperatuurniveaus	6
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543479
Europese Regelgeving	2014/30/EU
Type verpakking	Stuk