

1531962 - Extra detergent vloeibaar voor bedpanspoelers (Breed / laag model) - 5l - 1 st



Beschrijving

Extra detergent voor de reiniging van bedspanspoelers en urinalen in reinigings -en desinfectieapparaten.voor bedpannen met een lichtshuimende formule. Verwijdert zelfs hardnekkige verontreiniging zoals kalkzeepranden en resten van cytostatica uit menselijke afscheidingen. Geschikt voor ondersteekspoelers die voorzien zijn van een bijbehorende doseerpomp.

Specificaties

Normeringen	EN ISO 17664
Ingrediënten	<5% fosfonaten, 15 - 30 % EDTA
sku	1531962
Inhoud	5 l
Type verpakking	Stuk