

1533583 - PowerCube Body+



Beschrijving

Ganshorn PowerCube Body+ is het resultaat van 40 jaar ervaring in de ontwikkeling en productie van geavanceerde apparatuur voor longfunctiediagnostiek. Bodyplethysmografie is een zeer nauwkeurige en uitgebreide longmeting. Het wordt gebruikt om complexe of gemengde pathologieën op te sporen die niet kunnen worden gediagnosticeerd met conventionele meetmethoden. Bodyplethysmografie bepaalt het totale longvolume, inclusief restvolume van de longen. Bovendien kan de luchtwegweerstand worden bepaald, waardoor de diagnose van specifieke stoornissen snel en eenvoudig kan worden gesteld.

Kenmerken

- Panieknop
- Patiëntenluidspreker & microfoon
- Elektromagnetische deurvergrendeling
- 3D zwenkarm
- Talrijke opties

Specificaties

Merk	Ganshorn
sku	1533583
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk