

1603677 - Handschoenen Nitrile poedervrij long cuff - L - 400 mm - 10 x 50 st



Beschrijving

Poedervrije nitril handschoenen (AQL 1.5) met goede chemische weerstand. Aanbevolen voor mensen die geen latex handschoenen kunnen gebruiken. Door hun extra lange manchet van 400 mm zijn ze ideaal voor het reinigen van endoscopen en het hanteren van cytostatica. Door hun ruwe oppervlak zijn ze gemakkelijk vast te grijpen.

Specificaties

Samenstelling		Nitrile
sku		1603677
Latex vrij		Ja
Steriel		Nee
Gepoederd		Nee
Manchetlengte		400 mm
Steriel		Nee
Kleur		Blauw
Kwaliteitsniveau		AQL 1.5
Maat		L
Type verpakking		Karton