

1572513 - MOTOmed loop kidz - la (armen en benen)



Beschrijving

Alle kinderen en adolescenten wensen op een natuurlijke manier te kunnen bewegen. Met de MOTOmed loop kidz kunnen ook kinderen met een beperking aan deze wens voldoen. Vanuit een rolstoel of stoel (zetel) is het mogelijk om actief, met servo-hulp of passief te trainen, aangepast aan de individuele situatie en capaciteiten van de gebruiker.

Passieve training met MOTOmed kan al helpen om de spierspanning te verminderen en spierversporing te voorkomen. Daarnaast maakt de servo-hulp het mogelijk om actief te trainen - zelfs bij minimale spierkracht.

De MOTOmed kidz is aangepast aan de behoeften van kinderen, ongeacht hun morfologie.

Kenmerken

- Plastic gecoate desinfecteerbare veiligheidsvoetschalen met velcro straps
- Handgrepen in zachte uitvoering
- Pedaalhoogte verstelbaar in 5 niveaus (zonder gereedschap)
- Therapie- en motivatieprogramma's
- Kleurentouchscreen (7"), kantelbaar
- Stabiele metalen constructie van hoge kwaliteit
- Zachte start en stop
- Bijzonder stille, zachte en regelmatige beweging
- 2-traps pedaalradiusinstelling (7 cm of 12,5 cm)
- Gesloten kunststof behuizing (desinfecteerbaar)
- Gemakkelijk verplaatsbaar met grote transportrollen (Ø 13 cm)
- USB-interface om foto's te bekijken tijdens de training
- Seriële interface voor connectie FES RehaMove
- Beperkte apparaatstandbreedte tot 38,5 cm
- Transportgreep met zachte grip
- Kleur: wit

Specificaties

Merk	MOTOMed
sku	1572513
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk