

1602118 - Welch Allyn Connex ProBP 3400 - wandmodel met standaard bloeddrukmeter - EU Plug - 1 st



Beschrijving

De **Welch Allyn Connex ProBP 3400** is een compacte en draagbare bloeddrukmeter voor nauwkeurige metingen. Dit model kan aan de muur worden bevestigd dankzij de meegeleverde muurbevestiging.

Bovendien is het lichte ontwerp makkelijk mee te nemen voor verschillende metingen. De bloeddrukmeter kan gebruikt worden in de hand, op een rollend statief, op een bureausteen of aan de muur bevestigd worden.

De Connex ProBP 3400 heeft een Intern geheugen voor 50 metingen en een krachtige lithium-ion batterij die tot 100 metingen per oplaadbeurt mogelijk maakt.

Deze wordt geleverd **inclusief Flexiport manchetten maten 11 en 12, een Litium-ion batterij + adapter en een USB aansluiting met kabel.**

Specificaties

Merk	WelchAllyn
sku	1602118
Geheugen	Ja
Type bloeddrukmeter	Digitale bloeddrukmeters
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk