

1603993 - Contour® Next glucosemeter - koppelbaar - 1 st



Beschrijving

Contour® Next (78,5 x 56 x 18 mm) is een koppelbaar bloedglucose monitoring systeem dat gebruiksgemak combineert met een hoge nauwkeurigheid. De Contour® Next heeft een smartLIGHT® functie. Deze geeft de mogelijkheid om je bloedresultaten beter te begrijpen.

Meer bepaald maakt de smartLIGHT® functie gebruik van gekleurd licht waardoor het eenvoudiger wordt om bloedglucoseresultaten te begrijpen. Daarnaast geeft deze glucosemeter direct inzicht of een resultaat boven, binnen of onder uw doelwaarden zit door gebruik van de kleurenindicatoren rood, groen en geel. Persoonlijke doelwaarden kunnen eenvoudig worden ingesteld op de meter via 'Instellingen'.

Door de Second-Chance® sampling functie kan je teststrips uitsparen. Contour® Next heeft namelijk een 60 seconden aftelscherm dat patiënten de tijd geeft om meer bloed aan te brengen op dezelfde teststrip. Daarnaast blijft het Contour® Next systeem zeer nauwkeurig, zelfs na het aanbrengen van meer bloed op dezelfde strip. Hierdoor kan éénzelfde teststrip meerdere keren worden gebruikt.

- Direct uit de verpakking te gebruiken
- Grote, praktische rubber knoppen
- Display met grote cijfers
- Geheugen: Bewaart de 800 meest recente testresultaten
- Afteltijd: 5 seconden
- Hoeveelheid testmonster: 0.6 µL
- Data management via Contour® Diabetes App
- Meetbereik: 10 mg/dL – 600 mg/dL glucose in bloed
- Functie voor draadloze Bluetooth®
- Gewicht: 53 gram

Specificaties

Merk	Ascensia
sku	1603993
Bluetooth	Ja
Verificatiecode	Ja
Data transfer via wifi	Nee
Categorie glucometer	Glucometers en teststrips
Europese Regelgeving	IVDR 2017/746
Type verpakking	Stuk