

1550636 - Welch Allyn SureColor™ LED pocket otoscoop 2,5 V LED met handvat - excl. batterijen - kleur Pruim - 1 st



Beschrijving

Welch Allyn Pocket LED-Otoscoop – Krachtig, Licht & Stijlvol!

Het **meest robuuste pocket-otoscoop** op de markt ? – ideaal van opleiding tot praktijk.

? **Voordelen op een rijtje:**

- ? Helderere LED-verlichting met SureColor™ technologie
- ? Ultralicht voor comfortabel gebruik
- ? Koel fiberoptisch licht zonder reflecties
- ? Compact & altijd binnen handbereik

Perfect voor dagelijks gebruik bij oorscopie.

Specificaties

Merk	WelchAllyn
Gewicht product	0.15 kg
sku	1550636
Afmetingen (l x b x h) - cm	21 x 10,3 x 6 cm
	Nee
Kleur	Pruim
Type verpakking	Stuk