

1005114 - Plastipak™ spuiten - 3-delig - luer slip - excentrisch - 50 ml - 1 x 60 st



Beschrijving

De BD Plastipak™ 3-delige spuit is biedt ondersteuning voor de toediening van medicatie. Deze kunt u gebruiken voor een reeks kritische toepassingen en afdelingen. De spuit is bedoeld voor algemene injectie en aspiratie van vloeistoffen uit flacons, ampullen en lichaamsdelen onder het huidoppervlak. De latexvrije stop voorkomt lekkage van medicatie rond de zuiger en dient als indicator voor het meten van de inhoud van de spuit. Ook hebben Plastipak™ spuit en brede vingervleugels en een ruwe duimpal.

Specificaties

Merk	BD
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Veiligheidsmechanisme	Nee
sku	1005114
Inhoud	50 ml
Plaats van de tip	Excentrische tip
Sterilisatie methode	Ethyleen oxide
Tip	Luer slip
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Is
Type verpakking	Doos