

1552202 - SONOPULS 190 - 1 kleine UG behandelkop



Beschrijving

De Sonopuls 190 van **Enraf-Nonius** is een hooggewaardeerd instrument voor ultrageluidtherapie, voorzien van een multifrequentie behandelkop. Een modern apparaat met een zeer snelle opstarttijd en een full-colour touchscreen waarmee u eenvoudig uw behandelingsparameters instelt of één van de 25 op ervaring gebaseerde behandelprotocollen selecteert.

Sonopuls 190 met multifrequente behandelkop van 0.8 cm² en behandelkophouder.

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1552202
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk