

1559922 - Linido douchebrancard - 1900 mm in hoogte verstelbaar met rugsteun - rvs wit - 1 st



Beschrijving

Voor sommige personen is het prettiger om in een liggende positie gewassen en verzorgd te worden. De verzorging wordt in deze houding op een andere wijze uitgevoerd dan in zittende houding. Dit maakt het voor de persoon die verzorgd wordt gemakkelijker om bij te dragen. Bovendien is de werkhouding van de verzorger vanuit ergonomisch oogpunt gunstiger.

Eén van de voordelen van een verrijdbare, en dus verplaatsbare, douchevoorziening is dat het aantal transfers verminderd kan worden: de brancard kan bijvoorbeeld direct naast het bed geplaatst worden en op de gewenste hoogte worden ingesteld.

De douchebrancards van Linido zijn verrijdbaar dankzij vier degelijke rvs zwenkwielen. Deze zijn allen voorzien van een dubbele rem: zowel de wielen als de as worden beremd waardoor de douchebrancard zeer stabiel blijft staan tijdens het verzorgen. De diameter van 125 mm zorgt ervoor dat het relatief gemakkelijk is om de douchebrancard te verplaatsen en manoeuvreren. Dit voorkomt schouder- en rugklachten bij verzorgers.

De douchebrancards zijn in hoogte verstelbaar van 550 tot 900 mm, zodat de ideale transferhoogte ingesteld kan worden. Ook in de hoogste stand staat de douchebrancard nog zeer stabiel. De hoogteverstelling gebeurt door middel van een hydraulische pomp met zowel een linker- als rechtervoetbediening.

Het liggende deel van de brancard is bekleed met HT-bekleding (HT=Hygiëne & Transfer), die volledig verlijmd is met de buis. Dit biedt een sterke, duurzame en hygiënische oplossing. De bekleding is strak over de buis gespannen zodat het oppervlak gelijk is met de bovenkant van de buis. Dit is prettig bij transfers. De witte HT-bekleding vormt zich enigszins naar de persoon die er op ligt en voelt prettig aan.

Soms is het prettiger wanneer het hoofd en bovenlichaam wat hoger liggen, bijvoorbeeld tijdens haren wassen. Daarom is het ook mogelijk een model met een verstelbare rugsteun te bestellen. Deze wordt bediend door een gasveer die zich standaard aan de linkerzijde bevindt. Het verstelbereik is 5 – 80°.

Het douchewater wordt tijdens de verzorging verzameld in een pvc opvangbak onder de brancard. Zo wordt voorkomen dat de zorgverlener erg nat wordt tijdens het wassen. Na de verzorging kan het water worden afgevoerd met een afvoerslang.

Specificaties

Merk	Linido
Product afmetingen	B 67 cm, L 190 cm
SKU leverancier	LI2514.1904-02
Rugsteun	Ja
sku	1559922
Bedieningssysteem	Hydraulisch
Kleur douchebrancard	Wit
Materiaal douchebrancard	RVS
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk