

1559857 - Handschoenen stretch Vinyl - niet-steriel - poedervrij - crème kleur - XL - 10 x 100 st



Beschrijving

De **Texa®** stretch Vinyl onderzoekshandschoenen voldoen aan AQL 1.5 en bieden een soepele pasvorm die zich goed naar de hand vormt. De ergonomische vorm zorgt voor een maximaal comfort en de verstevigde rolrand van de manchet belet het afglijden van de handschoen over de handrug. De handschoenen hebben een hogere rekbaarheid dan een gewone vinylhandschoen en zijn poedervrij wat bijzonder geschikt is voor mensen met latexallergie.

Specificaties

Merk	Texa
Gepoederd	Nee
Manchetlengte	24 cm
Samenstelling	Stretch vinyl
HACCP-conform	Ja
sku	1559857
Steriel	Nee
Kleur	crème
Maat	XL
Sterilisatie methode	Niet van toepassing
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Karton