

1542208 - Verzwarringsdeken katoen - beige - 70 x 120 cm - 4 kg - 1 st



Beschrijving

Verzwarringsdeken van **Fico** met een dubbele functie, enerzijds creëert het gewicht van het deken een bepaalde druk op het lichaam, vergelijkbaar met lichamelijk contact en een knuffel. Hierdoor worden door het lichaam bepaalde hormonen aangemaakt waardoor een gevoel van rust en geborgenheid en ontspanning gecreëerd wordt. Vooral personen met psychische probleem zijn hiermee gebaat maar ook ouderen met dementie. Anderzijds hebben personen met slaapproblemen gebruiken een verzwarringsdeken om beter, langer en dieper te slapen. hoog sensitief kinderen, kinderen met angst- en/of gedragsstoornissen.

Het gebruik van een verzwarringsdeken vermindert het aantal prikkels die het lichaam ervaart waardoor ze beter hun lichaam aanvoelen en minder afgeleid worden door externe prikkels. Hierdoor kunnen ze zich beter ontspannen, worden rustiger en kunnen beter slapen waardoor ze zich beter kunnen concentreren. Een verzwarringsdeken kan ook overdag gebruikt worden onder de vorm van een schouderstuk of een vest, waardoor het ook kan toegepast worden buitenshuis.

Het materiaal is brandvertragend (BS 6807CRIB 5), ademend, bi-elastisch, anti-huisstofmijt, schimmelwerend en kan worden schoongemaakt met bijna elk schoonmaakmiddel.

Specificaties

Merk	Fico
Samenstelling	65% polyester, 35% katoen - 245 gr/m ² vulling: Gepolijste glas parels: 0,8 - 1 mm (vervaardigd uit gerecycleerd glas)
sku	1542208
Gewicht	4 kg
Kleur	Beige
Maat	70 x 120 cm
Materiaal	Katoen
Wasbaar	60 °C
Type verpakking	Stuk