

1543510 - Keukenweegschaal KS25 - 1 st



Beschrijving

Koken is nog nooit zo eenvoudig geweest met deze weegschaal. Met de uitneembare kom kunt u uw ingrediënten eenvoudig en nauwkeurig afmeten. Met een blauw verlichte display, kom met een inhoud van 1,2 liter die in de vaatwasmachine mag. Schakelt automatisch uit na lange tijd van inactiviteit en geeft aan wanneer overbelast te zijn.

Specificaties

Merk	Beurer
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1543510
Gradatie weegschaal	1 g
Klasse weegschalen	nvt
Type weegschaal	Keuken- en dieetweegschalen
Type verpakking	Stuk