

1577032 - Linido wandbeugel 90° rechts - 560 x 1130 mm - antraciet - 1 st



Beschrijving

De wandbeugel 90° wordt aanbevolen voor gebruik bij douche of bad. Het horizontale deel van de beugel biedt steun tijdens het staan onder de douche en tijdens transfers. Het verticale deel vormt, in combinatie met een douchekophouder, een veilige glijstang die ook steun biedt. Door de lengte van het verticale gedeelte is de douchekophouder voldoende verstelbaar voor zowel de staande als zittende gebruiker.

Voor de 90°-beugel geldt dat zij eenvoudig te monteren is. De goed bereikbare montagepunten worden na bevestiging afgedekt met kunststof afdekkappen. De 3de flens bij de 90°-beugel waarborgt extra stabiliteit en veiligheid.

De Ergogrip wandbeugel 90 graden geldt een maximale belastbaarheid van 150 kg.

De belangrijkste voordelen van de wandbeugels 90° zijn:

- bieden zowel horizontaal als verticaal steun aan de gebruiker
- eenvoudig en veilig te monteren, geschikt voor gebruik in natte ruimten
- hoge belastbaarheid

Specificaties

Merk	Linido
SKU leverancier	LI2611.0241-11
sku	1577032
Categorie wandbeugels	Rechte wandbeugels
Lengte wandbeugel	560 x 1130 mm
Materiaal	Staal gecoat
Type verpakking	Stuk