

## 1539565 - Seca 213 mobiele meetlat met ingebouwde waterpas - 20 tot 205 cm - 1 st



### Beschrijving

Met slechts 2,4 kg is de seca 213 mobiele stadiometer vooral geschikt voor gebruik op verplaatsing, maar ook ideaal voor artsenpraktijken en pediatrische ziekenhuizen. De meetlat is in verschillende stukken demonteerbaar en is snel en eenvoudig op te zetten. De afstandhouder houdt de stok recht en stabiel zonder enig hulpmiddel. Aangezien de schaal op de zijkant van de meetlat is afgedrukt, is het resultaat gemakkelijk af te lezen tijdens het meten, wat precieze resultaten garandeert – tot een hoogte van 205 cm.

- Eenvoudig op te stellen - wandmontage niet nodig
- Grote vloerplaat zorgt voor stabiliteit
- Meetgegevens duidelijk afleesbaar tijdens het meten
- Eenvoudig en gemakkelijk te vervoeren

## Specificaties

|                                      |                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Merk</b>                          | Seca                             |
| <b>Telescopisch</b>                  | Nee                              |
| <b>Demonteerbaar</b>                 | Ja                               |
| <b>Connecteerbaar met weegschaal</b> | Nee                              |
| <b>sku</b>                           | 1539565                          |
| <b>Gradatie meetlat</b>              | 1 mm                             |
| <b>Meetbereik</b>                    | 20 - 205 cm                      |
| <b>Type meetlat</b>                  | Demonteerbare, draagbare meetlat |
| <b>Europese Regelgeving</b>          | MDD - 93/42/EEC - Klasse Im      |
| <b>Type verpakking</b>               | Stuk                             |