

1539565 - Seca 213 mobiele meetlat met ingebouwde waterpas - 20 tot 205 cm - 1 st



Beschrijving

Met slechts 2,4 kg is de seca 213 mobiele stadiometer vooral geschikt voor gebruik op verplaatsing, maar ook ideaal voor artsenpraktijken en pediatrische ziekenhuizen. De meetlat is in verschillende stukken demonteerbaar en is snel en eenvoudig op te zetten. De afstandhouder houdt de stok recht en stabiel zonder enig hulpmiddel. Aangezien de schaal op de zijkant van de meetlat is afgedrukt, is het resultaat gemakkelijk af te lezen tijdens het meten, wat precieze resultaten garandeert – tot een hoogte van 205 cm.

- Eenvoudig op te stellen - wandmontage niet nodig
- Grote vloerplaat zorgt voor stabiliteit
- Meetgegevens duidelijk afleesbaar tijdens het meten
- Eenvoudig en gemakkelijk te vervoeren

Specificaties

Merk	Seca
Telescopisch	Nee
Demonteerbaar	Ja
Connecteerbaar met weegschaal	Nee
sku	1539565
Gradatie meetlat	1 mm
Meetbereik	20 - 205 cm
Type meetlat	Demonteerbare, draagbare meetlat
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk