

1553249 - Mambo Max SoftMeds gewichtbal - 0,5 kg - beige - 1 st



Beschrijving

De **Mambo Max SoftMeds** zijn gekleurde gewichtballen die perfect in de hand passen, net klein en flexibel genoeg om vast te houden met één hand en groot genoeg om met beide handen vast te houden.

Het zachte, plooibare vinyl oppervlak maakt het gemakkelijk om de oefenbal vast te houden en biedt een veilige en effectieve manier om gewichtstraining toe te voegen aan uw workout.

De SoftMeds oefenballen zijn reeds volledig opgeblazen en klaar voor gebruik. Indien nodig, kan de luchtdruk worden aangepast met een (optionele) naaldpomp.

De **SoftMeds** zijn beschikbaar in 6 varianten, gaande van de lichte beige bal (0,5 kg) tot de zwaardere zwarte bal (3 kg).

Specificaties

Merk	MVS
sku	1553249
Gewicht	0,5 kg
Kleur	Beige
Europese Regelgeving	2001/95/EC
Type verpakking	Stuk