

1543395 - Set elektroden 45x45 mm - EM 41-49-80 - 8 st



Beschrijving

Dit is een 8-delige elektrodenset voor een digitaal elektronisch spierstimulatieapparaat. De elektroden zijn zelfklevend en herbruikbaar. Kan gebruikt worden met de **Beurer** producten EM 40, EM 41, EM 41.1, EM 49, EM 80, EM 95.

Specificaties

Merk	Beurer
sku	1543395
EKG categorie	ECG elektroden & toebehoren
Kleur	Grijs
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk