

1540162 - Bloedafnamestoel Deneo.lab - hydraulisch - Sit&Go functie - 1 st



Beschrijving

Promotal Deneo hydraulische bloedafnamestoel biedt een goede toegankelijkheid voor de verzorging van de patiënt en een groter comfort voor zowel de patiënt als de art. De stoel kan 360° gedraaid worden, en is verstelbaar in de hoogte met wenteling. De ronde voet biedt een hoge stabiliteit en heeft een aangepaste hoek van de kniesteunen voor een gemakkelijke toegang. De naadloze bekleding is gemaakt van materiaal dat brandwerend is, met afneembare handgrepen dat makkelijk te onderhouden is.

Specificaties

Merk	Promotal
Product afmetingen	B 55.5 cm, L 145.5 cm
Wielen inbegrepen	Nee
Hoogteverstelbaar	Ja
Hoogte	51-71 cm
Papierrolhouder inbegrepen	Nee
Samenstelling	Vaste structuur, epoxy afwerking
sku	1540162
Aantal delen	1-delig
Hoogteverstelling	Hydraulisch
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk