

1601702 - Keiser Seated Leg Curl Air250



Beschrijving

Leg Curl Air 250 helpt om de hamstrings te trainen, een van de spiergroepen die vaak verwaarloosd worden. Om hier iets aan te doen, ontwierp Keiser de A250 Seated Leg Curl voor een aangenamere zittende positie en om stress op de onderrug te verminderen. Het verstelbare kussen houdt de dijen in een comfortabele en stabiele positie voor optimale resultaten.

- Bilaterale beweging om de spieren symmetrisch te trainen
- Grote digitale display dat weerstand, sets, herhalingen en kracht weergeeft
- Snel, gemakkelijk en nauwkeurig excentrisch belasten
- Verander de weerstand in precieze stappen
- Veelzijdig: 5 methoden om te trainen

Specificaties

Merk	Keiser
Product afmetingen	H 116.8 cm
SKU leverancier	001221BP
Weerstand	0-118 kg
sku	1601702
Kleur	Rood
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk