

1518676 - Surecan® Safety II - portnaalden - leiding 19 cm met klem - 20G x 20 mm - geel - 1 x 20 st



Beschrijving

Het unieke design van Surecan® Safety II zorgt voor een optimaal comfort van zowel de gebruiker als de patiënt. Het intuïtieve veiligheidsmechanisme. **B. Braun** Surecan® Safety II is geïndiceerd voor maximaal zeven dagen infusie van chemotherapie, antibioticatherapie, transfusie en voor bloedafname en parenterale voeding. Surecan® Safety kan ook worden gebruikt voor injectie van contrastvloeistof onder hoge druk tot 325psi.

Voordelen

- Ergonomische vleugels met laag profiel om het aanprikken en verwijderen te vergemakkelijken
- Transparante basis voor een betere zichtbaarheid bij het aanprikken
- Schuine naald die de levensduur van het septum maximaliseert
- Niet-absorberende mousse die het risico op infectie vermindert
- Hoge druk bestendig
- Groen puntje ter bevestiging van het correcte gebruik van het veiligheidsmechanisme
- Uitgebreid gamma met verschillende naaldlengten aangepast aan de anatomie van de patiënt

Specificaties

Merk	Braun
Lengte naald	20 mm
Diameter naald	0.9 mm
Veiligheidsmechanisme	Ja
Samenstelling	Zonder ftalaten
Latex vrij	Ja
sku	1518676
Steriel	Ja
Kleur	Geel
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos