

1019312 - 3M™ Tegaderm™+ pad - 9 x 35 cm - 25 st



Beschrijving

3M™ Tegaderm™ +Pad chirurgische kleefpleister met kompres met niet-klevend pad is een handig alles in één steriel verband. Het is een ademende film die een goede balans heeft tussen waterdamp en zuurstof, zo is het verband makkelijk aan te brengen. Onze pads zijn waterdicht waardoor douchen of baden mogelijk is zonder het verband te verwijderen, ze blijven 4 dagen plakken ook na contact met water. De Pad is gehecht aan een groter, dun transparant filmverband, om te zorgen voor een normaal wondgenezingsproces met minder pijn en trauma. De niet-klevende Pad kleeft plakt niet aan de wond.

Specificaties

Merk	3M™
Samenstelling	PU
sku	1019312
Steriel	Ja
Latex vrij	Ja
Kompres	Ja
Geperforeerd	Nee
Soortgelijke producten	Ja
Kleur	Wit
Maat	9 x 35 cm
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse IIa
Type verpakking	Doos