


1574488 - Sloop katoen voor Relax kniekussen - wit - 1 st



Beschrijving

Om een optimale hygiëne en een lange levensduur van het kussen te garanderen, raden wij u aan om het kussen te voorzien van een sloop.

Lichte kleurverschillen zijn mogelijk.

De slopen zijn wasbaar op 60°C.

Specificaties

Merk	Fico
sku	1574488
Kleur sloop	Wit
Materiaal	Katoen
Merk positioneringsmateriaal	Relax
Wasbaar	85° C
Type verpakking	Stuk