

1543910 - Renol sloop standaardkussen - 1 st



Beschrijving

Sloop voor een standaardkussen garandeert een optimale hygiëne en lange levensduur van het kussen. Te wassen in de wasmachine op 60°C.

Specificaties

Merk	Renol
SKU leverancier	RCB62488
Samenstelling	100% katoen
Normeringen	EN ISO 13485:2016; 14971:2012; 10993:2019; 10993-5:2009; 1041:2008; 15223-1:2016; 62366:2008
sku	1543910
Kleur sloop	Blauw
Merk positioneringsmateriaal	Renol
Wasbaar	60 °C
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk