

1622447 - Microlife BP B1 standard bloeddrukmeter - 1 st



Beschrijving

De **BP B1 Standard** van **Microlife** biedt alles wat je nodig hebt voor een betrouwbare meting, zonder gedoe.

?? Detectie van onregelmatige hartslag (IHB)

Word automatisch gewaarschuwd bij een afwijkend hartritme tijdens de meting.

?? Comfortabele manchet (M-L, 22-42 cm)

Geschikt voor de meeste armmaten – ideaal voor het hele gezin.

?? Gentle+ technologie

Zorgt voor een zachte en nauwkeurige meting met optimale drukregeling.

Kenmerken:

- ? **30 geheugenplaatsen** – Slaat tot 30 metingen op
- ? **Gemiddelde geheugenfunctie** – Voor beter inzicht in trends
- ??? **3-niveaus bloeddrukclassificatie** – Eenvoudige interpretatie van je meetresultaten
- ? **Lage batterij-indicator** – Tijdig gewaarschuwd bij bijna lege batterij
- ? **Geschikt voor oplaadbare batterijen** – Duurzaam in gebruik
- ? **USB-C aansluiting** – Moderne en handige oplaadmogelijkheid
- ? **IEC80369-5 compatibele connector** – Veilig en gestandaardiseerd
- ???? **Inclusief 4x AAA alkaline batterijen** – Direct klaar voor gebruik
- ? **M-L manchet (22-42 cm)** – Niet-wasbaar, geschikt voor de meeste armomtrekken

Specificaties

Merk	Microlife
sku	1622447
Normeringen	EN ISO 13485:2016
Bebat tax	0.05 EUR
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Stuk