

1553270 - Bike Reha incl. verstelbare cranks



Beschrijving

De Bike Reha van **Enraf-Nonius** is de ergometer voor topsporters en revalidanten. De weerstand kan variëren van 5 tot 400 watt en de fiets biedt de mogelijkheid om vele tests uit te voeren, zoals de VO2-Max, de 3 en 12 minuten testen en de Steep Ramp Test. Zo kan snel en eenvoudig een idee worden verkregen van de fysieke conditie van de patiënt.

De Bike Reha kan ook worden bediend met behulp van het EN-Train/EN-Track concept, waardoor het gemakkelijk is om alle ergometer-trainingen vooraf op te stellen, automatisch alle fietsinstellingen te maken met behulp van een geheugenkaart en de resultaten duidelijk in de software te presenteren.

Voordelen

- Uitgerust met verstelbaar stuur zowel verticaal als horizontaal
- Uitgerust met verstelbare cranks voor trainen van orthopedische patiënten
- Touchscreen met geïntegreerde cardreader
- Ergonomisch concept
- Remsysteem met Foucault-stroom, slijtvast
- Hartslagmeter Polar
- Geluidsarme fiets
- Geïntegreerd cardreader
- Feedbacktraining
- En-Track/EN-Train compatibel
- HR-trainingzones
- Eenvoudig aan te passen aan elke patiënt

Specificaties

Merk	Enraf-Nonius
sku	1553270
Max. gewicht volwassene	150 kg
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse I
Type verpakking	Stuk