

1608840 - Curos desinfectiedop voor naaldloze connectoren CFF10-250R - 10 x 25 st



Beschrijving

3M Curos desinfectiedop desinfecteert in 1 minuut. Beschermt IV-toegangspoorten tot 7 dagen, indien niet verwijderd.

Voordelen

- Verkleint de kans dat contaminanten na plaatsing de IV-poort binnenkomen via de katheter.
- Helder gekleurd zodat zorgverleners het gewenste protocol gemakkelijker kunnen naleven en controleren.
- Helder gekleurd zodat zorgverleners het gewenste protocol gemakkelijker kunnen naleven en controleren.

Gebruiksaanwijzing: Alleen gebruiken op naaldloze connectoren. Niet gebruiken op open vrouwelijke Luer-lock poorten. Eenvoudig al draaiend te bevestigen en blijft goed vastzitten op gangbare naaldloze connectoren.

Specificaties

Merk	3M™
sku	1608840
Europese Regelgeving	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
Type verpakking	Pak