

## 1601011 - Pennaalden - 32G x 4 mm - Quinta ETW - groen - 100 st



### Beschrijving

Betica pennaalden hebben een drievoudig geslepen naaldpunt en een speciale dubbele siliconenlaag voor meer injectiecomfort. De (extra) dunne naaldwand zorgt voor een betere doorstroming van de insuline en een kortere injectieduur. De naalden worden elektrolytisch gepolijst voor een extra gladde canule.

### Specificaties

<b>Merk</b>	betica
<b>Samenstelling</b>	Dubbele laag siliconen
<b>Steriel</b>	Ja
<b>sku</b>	1601011
<b>Veiligheidsmechanisme</b>	Nee
<b>Afmeting</b>	32G x 4 mm
<b>Kleur</b>	Groen
<b>Europese Regelgeving</b>	MDR - 2017/745/EU - Klasse IIa
<b>Type verpakking</b>	Doos