

1532591 - Autoclaaf S Classic 17 - 17 liter



Beschrijving

De S Classic van Mocom is ontworpen met als doel het werk van de gebruikers te vereenvoudigen en zowel tijd als kosten te optimaliseren. De uitstekende kwaliteit en functionaliteit garanderen u een zeer hoog niveau van veiligheid en betrouwbaarheid. Gemakkelijk te gebruiken, het stelt u in staat om elke sterilisatiecyclus continu te controleren. De sterilisator is verkrijgbaar in twee volumes (17 en 22 liter) met identieke buitenafmetingen voor alle volumes. Het beschikt ook over een monochromatisch liquid crystal display en toetsenbord.

Specificaties

Merk	Mocom
Gewicht product	50 kg
SKU leverancier	7A200000
sku	1532591
Mogelijkheid aansluiting printer	Ja
Aantal plateaus	3
Buitenafmetingen (l x h x d)	480 x 500 x 600 mm
Binnenafmetingen (dxD)	250 x 350 mm
Autonomie	7 - 11 cycli
Volume	17 L
Europese Regelgeving	2014/68
Type verpakking	Stuk