

1558533 - Seca 336i digitale babyweegschaal met wi-fi functie - klasse III - 20 kg - 1 st



Beschrijving

De seca 336 i is een betrouwbare babyweegschaal die haar enorme degelijkheid heeft bewezen. De ultramoderne uitrusting met Wi-Fi, optionele digitale meetlat en de optie voor gebruikers- en patiëntidentificatie maken de weegschaal klaar voor onmiddellijke integratie. Wanneer gewicht en lengte gewoon naar het EMR worden gestuurd, verloopt het werk efficiënter. Het lichte gewicht van de weegschaal en het geïntegreerde handvat ronden dit product af.

- Volledig EPD-compatibel met WLAN-technologie
- Plat weegoppervlak
- Zeer goed afleesbaar verlicht LCD-scherm
- USB-aansluiting voor barcodescanner voor patiëntidentificatie
- Optionele digitale meetstang seca 234 of analoge meetstang seca 232n

Specificaties

Merk	Seca
Geheugen	Nee
Gekalibreerd	Ja
Max. gewicht	20 kg
Met meetlat	Nee
BMI indicatie	Nee
Bebat tax	0.05 EUR
Automatisch step-on functie	Nee
Automatische switch-off functie	Ja
sku	1558533
Gradatie weegschaal	5 g < 10 kg > 10 g
Klasse weegschalen	Klasse III
Type weegschaal	Digitale babyweegschalen
Europese Regelgeving	MDD - 93/42/EEC - Klasse Im
Type verpakking	Stuk